

VISIOCAM 4

communiquiez en images



AVEC LA CAMÉRA VISIOCAM 4, COMMUNIQUER, MOTIVER ET FIDÉLISER VOS PATIENTS N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE. VOUS VISUALISEZ INSTANTANÉMENT VOS PHOTOS SUR VOTRE ORDINATEUR. LES IMAGES SONT VIERGES DE TOUTE DISTORSION ET LES COULEURS SURPRENANTES. VOTRE PATIENT COMPRENDRA INSTANTANÉMENT L'INTÉRÊT DE SON TRAITEMENT !



ÉCLAIRAGE 6 LED

Grâce à ses 6 LED intégrées et son mode anti buée, la Visiocam 4 se révèle d'une fiabilité à toute épreuve.

PIÈCE À MAIN ULTRA LÉGÈRE

Vous serez impressionné par la légèreté de sa pièce à main (38 g)



DIRECTE USB



Connectez votre caméra Visiocam 4 directement via un câble USB. Désormais, vous n'avez plus besoin de connecter votre caméra à l'alimentation.

DES IMAGES NETTES DU SOURIRE À LA MACRO

Grâce à son bouton de réglage, ajustez la netteté de votre image du bout du doigt. Une large profondeur de champ (5 à 30 mm) associée à une optique de haute qualité (couvrant un champ de 80°) vous donne une image toujours nette et précise sans perte de temps pour des images intra-buccales (macro) comme pour des prises de vue de sourire.

Caractéristiques techniques :

CCD	1/4" de Sony
RÉSOLUTION	768 x 494 px
SOURCE DE LUMIÈRE	6 LEDs blanches
ECHELLE DE FOCUS	du sourire à la macro
ANGLE DE VUE	80°

LONGUEUR DU CÂBLE	3 m (USB 2.0)
DIMENSIONS	(L) 22 x (P) 22 x (H) 190 mm
POIDS DE LA PIÈCE À MAIN	36 g
RATING	5 V, 500 mA
ALIMENTATION	Aucun boîtier d'alimentation requis (alimentation via le port USB2.0)



VIVEZ VOS IMAGES SUR VISIODENT IMAGING

Visualisez sur le logiciel Imaging, archivez simplement vos clichés dans le dossier patient et donnez une nouvelle dimension à votre communication. Avec les outils de retouche, vous êtes créatif en expliquant facilement à votre patient le traitement en cours. Le vidéo-diagnostic n'a jamais été aussi simple !



www.visiodent.com EMAIL / contact@visiodent.com

VISIODENT IMAGINE & CREATE